

Anti-Znf124 (Hzf-16) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q15973

품목 번호: CM0015554

소개

ZNF124 (HZF-16)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF124 Rabbit pAb
비고/별칭	ZK7; HZF16; HZF-16; ZNF124
종	인간
유전자 ID (인간)	7678
유전자 ID	7678
면역원	인간 ZNF124 (NP_001284497.1)의 아미노산 60-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q15973
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스팩