

Wb, Elisa용 Anti-Znf133 Rabbit Polyclonal Antibody - P52736

품목 번호: CM0014310

소개

ZNF133(아연 손가락 단백질 133)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스, 래트에서 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 전사 조절 연구 및 IVD 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF133 Rabbit pAb
비고/별칭	ZNF150; pHZ-13; pHZ-66; ZNF133
종	인간
유전자 ID (인간)	7692
유전자 ID	7692
면역원	인간 ZNF133 (NP_003425.2)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P52736
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스백