

Wb 및 Elisa용 Anti-Znf134 토끼 다클로날 항체 - P52741

품목 번호: CM0023788

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증된 Anti-ZNF134 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 아연 결합 단백질 134, 추정 전사 조절 인자를 표적합니다. 연구 및 진단 응용 분야에 적합합니다. UniProt P52741.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF134 Rabbit pAb
비고/별칭	pHZ-15; ZNF134
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	7693
유전자 ID	7693
면역원	인간 ZNF134 (NP_003426.3)의 아미노산 73-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	P52741
단백질 분자량	48kDa
배송	Ice bag