

Ihc-P, Elisa용 Anti-Znf141 폴리클로널 항체 - Q15928

품목 번호: CM0014237

소개

인간 ZNF141을 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체로, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 전사 조절 및 사지 발달 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF141 Rabbit pAb
비고/별칭	D4S90; pHZ-44; ZNF141
종	인간(Human)
GeneID (인간)	7700
GeneID	7700
면역원	인간 ZNF141 (NP_003432.1)의 아미노산 405-474에 해당하는 서열을 포함하는 제조함 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체
응용	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q15928
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)