

Wb 및 Elisa용 Anti-Znf16 (Hzf1/Kox9) 다클론 항체 - P17020

품목 번호: CM0021011

소개

세포 주기와 세포사멸에 관여하는 아연 핑거 전사 인자인 인간 ZNF16(HZF1/KOX9)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 인간 종과 반응합니다. 76 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF16 토끼 pAb
비고/별칭	HZF1, KOX9, ZNF16
종	인간
유전자 ID	7564 (인간)
면역원	인간 ZNF16(NP_008889.2)의 아미노산 1~210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P17020
단백질 분자량	76 kDa
배송	아이스팩