

Anti-Znf177 Rabbit Polyclonal Antibody For Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13360

품목 번호: CM0014007

소개

인간 ZNF177를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증됨. 마우스 및 래트와 교차반응함. 연구 환경에서 전사 조절 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZNF177 Rabbit pAb
비고/별칭	PIGX; ZNF177
종	인간
유전자 ID (인간)	7730
유전자 ID	7730
면역원	인간 ZNF177 (NP_003442.2)의 아미노산 50-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13360
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백