

Wb, Elisa용 Anti-Znf177 토끼 다클론 항체 - Q13360

품목 번호: CM0016643

소개

Western blot 및 ELISA용으로 검증된 ZNF177에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 ZNF177(~55 kDa)을 인식하며, 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF177 토끼 pAb
비고/별칭	PIGX; ZNF177
종	인간
유전자 ID (인간)	7730
유전자 ID	7730
면역원	인간 ZNF177(NP_003442.2)의 아미노산 50-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q13360
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스팩