

Wb 및 Elisa용 Anti-Znf182 폴리클론항체 - P17025

품목 번호: CM0023898

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 적용을 위한 고품질 Anti-ZNF182 토끼 폴리클론항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 종과 교차 반응합니다. 아연 손가락 단백질 182 전사 조절자를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF182 Rabbit pAb
비고/별칭	KOX14; ZNF21; HHZ150; Zfp182; ZNF182
종	인간
유전자 ID (인간)	7569
면역원	인간 ZNF182 (NP_001171570.1)의 아미노산 100-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P17025
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스백