

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Znf195 토끼 다클론 항체 - O14628

품목 번호: CM0026020

소개

ZNF195(SWISS O14628)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 생쥐, 쥐를 검출하며 전사 조절 및 징크 핑거 단백질 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | ZNF195 토끼 pAb                                                   |
| 비고/별칭       | HRF1; ZNFP104; ZNF195                                           |
| 종           | 인간                                                              |
| 유전자 ID (인간) | 7748                                                            |
| 유전자 ID      | 7748                                                            |
| 면역원         | 인간 ZNF195(NP_001123991.1)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원          | 토끼                                                              |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                          |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                               |
| 교차 반응성      | 인간, 생쥐, 쥐                                                       |
| SWISS       | O14628                                                          |
| 단백질 분자량     | 72kDa                                                           |
| 배송 방법       | 아이스백                                                            |