

Anti-Znf20 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P17024

품목 번호: CM0030654

소개

ZNF20 Rabbit pAb (인간 ZNF20/KOX13, 유전자 ID 7568)는 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 랫트에서 검증되었습니다. 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF20 Rabbit pAb
비고/별칭	KOX13; ZNF20
종	인간
유전자 ID	7568 (인간)
면역원	인간 ZNF20 (NP_066966.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P17024
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스팩