

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항Znf20 토끼 Polymab® - P17024

품목 번호: CM0007208

소개

인간 아연 핑거 단백질 20(ZNF20/KOX13)을 표적으로 하는 재조합 토끼 단클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트 오르토로그를 검출하며 전사 조절 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 파라미터        | 사양                                                                   |
| 제품명         | ZNF20 토끼 PolymAb®                                                    |
| 비고/별칭       | KOX13                                                                |
| 종           | 인간                                                                   |
| 유전자 ID (인간) | 7568                                                                 |
| 유전자 ID      | 7568                                                                 |
| 면역원         | 재조합 단백질인간 ZNF20(NP_066966.2)의 아미노산 51-118에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 원천          | 토끼                                                                   |
| 카테고리        | 단클론 항체                                                               |
| 응용 분야       | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                               |
| 교차 반응성      | 마우스, 래트                                                              |
| SWISS       | P17024                                                               |
| 단백질 분자량     | 62kDa                                                                |
| 배송          | 아이스 팩                                                                |