

Anti-Znf207 (Bugz, Hbugz) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O43670

품목 번호: CM0023129

소개

Human ZNF207 (BuGZ, hBuGZ)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 방추체 조립 및 염색체 정렬 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF207 Rabbit pAb
비고/별칭	BuGZ; hBuGZ; ZNF207
종	사람(Human)
유전자 ID	7756
면역원	사람 ZNF207 (NP_003448.1)의 아미노산 1-85에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O43670
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)