

## Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Znf213 다클론 항체 - O14771

품목 번호: CM0021792

### 소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 랫드에 교차 반응성을 보이는 인간

ZNF213(CR53/ZKSCAN21) 표적 토끼 다클론 항체입니다. 전사 조절 연구 및 핵 단백질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | ZNF213 토끼 pAb                                                           |
| 비고/별칭      | CR53; ZSCAN53; ZKSCAN21; ZNF213                                         |
| 종          | 인간                                                                      |
| GeneID(인간) | 7760                                                                    |
| GeneID     | 7760                                                                    |
| 면역원        | 재조합 단백질 인간 ZNF213(NP_004211.1)의 아미노산 132-459에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 숙주         | 토끼                                                                      |
| 분류         | 다클론 항체                                                                  |
| 적용 분야      | WB, IHC-P, ELISA                                                        |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 랫드                                                             |
| SWISS      | O14771                                                                  |
| 단백질 분자량    | 51kDa                                                                   |
| 배송         | 아이스팩                                                                    |