

Anti-Znf22 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P17026

품목 번호: CM0014170

소개

ZNF22 토끼 다클로날 항체는 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간 ZNF22를 검출하고 마우스와 교차 반응합니다. 전사 조절 연구 및 발생 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF22 Rabbit pAb
비고/별칭	KOX15; HKR-T1; ZNF422; Zfp422; ZNF22
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	7570
유전자 ID	7570
면역원	인간 ZNF22 (NP_008894.2)의 아미노산 1-224에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse)
SWISS	P17026
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)