

Anti-Znf23 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P17027

품목 번호: CM0014443

소개

인간 ZNF23 (KOX16, ZNF359, ZNF612)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응성을 보입니다. 전사 조절 및 배아 발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF23 Rabbit pAb
비고/별칭	KOX16; ZNF359; ZNF612; Zfp612; ZNF23
종	인간
GeneID (인간)	7571
GeneID	7571
면역원	재조합 단백질 인간 ZNF23 (NP_666016.1)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P17027
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스백