

Wb, Elisa용 Anti-Znf24 폴리클로날 항체 - P17028

품목 번호: CM0028196



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 토끼 항-ZNF24 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 ZNF24 (KOX17/RSG-A)를 검출합니다. 전사 인자 및 수초화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF24 Rabbit pAb
비고/별칭	KOX17; RSG-A; ZNF191; ZSCAN3; Zfp191; ZNF24
종(Species)	Human
GeneID (Human)	7572
GeneID	7572
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 / 인간 ZNF24 (NP_008896.2)의 아미노산 169-368에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse, Rat
SWISS	P17028
단백질 분자량	42kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)