

Wb, Elisa용 Anti-Znf264 다클론 항체 - O43296

품목 번호: CM0021162

소개

인간 ZNF264(O43296)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 전사 조절, DNA 결합 및 핵 단백질 연구에 적합합니다. CamelBio에서 신뢰할 수 있는 IVD 원료를 조달할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF264 토끼 pAb
종	인간
유전자 ID(인간)	9422
유전자 ID	9422
면역원	인간 ZNF264의 아미노산 100~200번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_003408.1)
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O43296
단백질 분자량	71kDa
배송 조건	아이스팩