

Anti-Znf268 (Hzf3) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q14587

품목 번호: CM0012962



소개

ZNF268(HZF3)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 암 및 항바이러스 신호 전달에 관여하는 전사 억제 인자입니다. 사람, 쥐, 랫트와 교차 반응하며 WB와 ELISA에 대해 검증되었습니다. 전사 조절 및 종양학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF268 Rabbit pAb
비고/별칭	HZF3; ZNF268
종	사람(Human)
GeneID (사람)	10795
GeneID	10795
면역원	사람 ZNF268 (NP_001159353.1)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q14587
단백질 분자량	108kDa
배송	아이스백