

Anti-Znf273 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q14593

품목 번호: CM0015795

소개

사람 ZNF273 (HZF9)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 핵에 국한된 아연 집전사 인자로, 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	ZNF273 Rabbit pAb
비고/별칭	HZF9; ZNF273
종	사람(Human)
GeneID (사람)	10793
GeneID	10793
면역원	제조항 단백질 사람 ZNF273 (NP_066971.2)의 아미노산 210-260에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human)
SWISS	Q14593
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스백