

항-Znf296 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q8Wuu4

품목 번호: CM0014609

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 ZNF296 토끼 다클론 항체로, 인간 및 마우스와 반응합니다. 전사 조절, 징크 핑거 단백질, KLF4 상호작용 연구에 이상적입니다. 연구 등급 IVD 원료입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZNF296 토끼 pAb
비고/별칭	ZFP296; ZNF342; ZNF296
종	인간
유전자 ID (인간)	162979
면역원	인간 ZNF296 (NP_660331.1)의 아미노산 1-200번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8WUU4
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스 팩