

Wb, Elisa용 Anti-Znf302 폴리클로날 항체 - Q9Nr11

품목 번호: CM0020400

소개

인간 ZNF302(아연 결합 단백질 302)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며 쥐(Rat)와 교차 반응성을 가집니다. 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF302 Rabbit pAb
비고/별칭	HSD16; MST154; ZNF327; MSTP154; ZNF135L; ZNF140L; ZNF302
종	Human
유전자 ID (인간)	55900
유전자 ID	55900
면역원	인간 ZNF302 (NP_060913.2)의 아미노산 90-200에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Rat
SWISS	Q9NR11
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스 팩