

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Znf324 폴리클로날 항체 - O75467

품목 번호: CM0020726

소개

인간 ZNF324에 대한 ZNF324 Rabbit pAb로, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응함. 전사 조절 연구 및 세포 증식 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZNF324 Rabbit pAb
비고/별칭	ZNF324; ZF5128; ZNF324A; 아연 손가락 단백질 324
종	인간
GeneID (인간)	25799
GeneID	25799
면역원	인간 ZNF324 (NP_055162.1)의 아미노산 271-553에 해당하는 재조합 단백질
원천	래빗
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O75467
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백