

Anti-Znf331 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Nqx6

품목 번호: CM0015096

소개

WB 및 ELISA에 검증된 Anti-ZNF331 토끼 다클로날 항체; 사람, 쥐, 및 랫트의 ZNF331를 검출합니다. 정자 형성에 관여할 수 있는 고환 특이적 전사 인자를 타겟으로 합니다. UniProt ID: Q9NQX6.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF331 Rabbit pAb
비고/별칭	RITA; ZNF361; ZNF463; ZNF331
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	55422
유전자 ID	55422
면역원(Immunogen)	사람 ZNF331 (NP_061025.5)의 아미노산 50-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9NQX6
단백질 분자량	54kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)