

Wb, Elisa용 Anti-Znf333 토끼 다클론 항체 - Q96JL9

품목 번호: CM0017766

소개

인간 ZNF333을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드 ZNF333과 교차 반응합니다. 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF333 토끼 pAb
비고/별칭	ZNF333
종	인간
유전자 ID	84449
면역원	인간 ZNF333의 아미노산 1-303에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001287841.1)
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q96JL9
단백질 분자량	76 kDa
배송	아이스팩