

Anti-Znf346 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9U140

품목 번호: CM0025993



소개

인간 ZNF346(JAZ 아연 손가락 단백질)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용에 적합. 인간, 마우스 및 래트와 교차 반응. 재조합 단백질 면역원. RNA 결합 및 핵소체 기능 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF346 Rabbit pAb
비고/별칭	JAZ; Zfp346; ZNF346
종	인간
GeneID (인간)	23567
GeneID	23567
면역원	인간 ZNF346 (NP_036411.1)의 아미노산 1-294에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9U140
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백