

Wb, Elisa용 항Znf350 토끼 다클론 항체 - Q9Gzx5

품목 번호: CM0029952

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 인간 ZNF350(ZBRK1, ZFQR)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 샘플을 검출합니다. 전사 억제 및 DNA 손상 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZNF350 토끼 pAb
비고/별칭	ZFQR; ZBRK1; ZNF350
종	인간
유전자 ID (인간)	59348
유전자 ID	59348
면역원	인간 ZNF350 (NP_067645.3)의 아미노산 285-532에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9GZX5
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스 팩