

Wb, Elisa용 항-Znf408 토끼 Pab - Q9H9D4

품목 번호: CM0027463

소개

인간 ZNF408에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 전사 조절 및 망막 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZNF408 토끼 pAb
비고/별칭	EVR6; RP72; ZNF408
종	인간
유전자ID	79797
면역원	인간 ZNF408(NP_079017.1)의 아미노산 471-720에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H9D4
단백질 분자량	78kDa
배송 방법	아이스백