

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Znf416 토끼 다클론 항체 - Q9Bwm5

품목 번호: CM0017953

소개

CamelBio는 IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합한 항-ZNF416 토끼 다클론 항체를 제공합니다. 섬유아세포 생물학 연구에서 기계적 감응 전사 활성화인자인 인간, 마우스, 래트 ZNF416을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZNF416 토끼 pAb
비고/별칭	ZNF416
종	인간
유전자ID	55659
면역원	인간 ZNF416 (NP_060349.1)의 아미노산 495-594에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BWM5
단백질 분자량	67kDa
배송 방법	아이스백