

Wb, Elisa용 Anti-Znf426 다클론 항체 - Q9Buy5

품목 번호: CM0019222

소개

WB 및 ELISA용 토끼 다클론 ZNF426 항체, 마우스와 교차 반응성이 있습니다. 전사 조절에 관여하는 징크 핑거 전사인자를 표적으로 합니다. 유니프로트 Q9BUY5, 63 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZNF426 토끼 pAb
비고/별칭	K-RBP; ZNF426
종	인간
유전자 ID (인간)	79088
유전자 ID	79088
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9BUY5
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스팩