

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Znf433 토끼 다클론 항체 - Q8N7K0

품목 번호: CM0015573

소개

IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 항-ZNF433 토끼 다클론 항체입니다. 추정 아연-핑거 전사 조절인자인 인간, 생쥐 및 래트 ZNF433을 검출합니다. 유전자 조절 및 핵 단백질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF433 토끼 pAb
비고/별칭	ZNF433
종	인간
유전자ID (인간)	163059
면역원	인간 ZNF433 (NP_001073880.1)의 아미노산 564-673에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	Q8N7K0
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스 팩