

## Wb, Elisa용 Anti-Znf451 토끼 다클론 항체 - Q9Y4E5

품목 번호: CM0013941



### 소개

인간 ZNF451(E3 SUMO 단백질 리가아제, COASTER/ZATT라고도 함)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드에서 웨스턴 블롯과 ELISA용으로 검증되었습니다. SUMO화, DNA 손상 반응 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | ZNF451 토끼 pAb                                                     |
| 비고/별칭       | ZATT; COASTER; dJ417I1.1; ZNF451                                  |
| 종           | 인간                                                                |
| GeneID (인간) | 26036                                                             |
| GeneID      | 26036                                                             |
| 면역원         | 인간 ZNF451의 아미노산 600-900(NP_001026794.1)에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 숙주          | 토끼                                                                |
| 분류          | 다클론 항체                                                            |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                         |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫드                                                       |
| SWISS       | Q9Y4E5                                                            |
| 단백질 분자량     | 121kDa                                                            |
| 배송          | 아이스팩                                                              |