

Wb 및 Elisa용 Anti-Znf460 폴리클로날 항체 - Q14592

품목 번호: CM0022015

소개

ZNF460 토끼 폴리클로날 항체 (별칭 HZF8, ZNF272)는 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 ZNF460을 검출합니다. 핵 전사 인자 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF460 Rabbit pAb
비고/별칭	HZF8; ZNF272; ZNF460
종	인간
GeneID (Human)	10794
면역원	인간 ZNF460 (NP_006626.3)의 아미노산 100-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14592
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스백