

Anti-Znf471 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Bx82

품목 번호: CM0024354

소개

ZNF471 토끼 폴리클론 항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 ZNF471, 아연 손가락 전사 인자에 특이적입니다. 후성유전학 및 유전자 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF471 Rabbit pAb
비고/별칭	ERP1; Z1971; Zfp78; ZNF471
종	인간
GeneID (인간)	57573
GeneID	57573
면역원	인간 ZNF471(NP_065864.2)의 아미노산 24-221에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9BX82
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스백