

Wb, Elisa용 Anti-Znf521 폴리클로널 항체 - Q96K83

품목 번호: CM0021004

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인간 ZNF521 (EHZF/Evi3)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체입니다. 인간 및 쥐 샘플과의 교차 반응성을 입증했습니다. 줄기세포 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF521 Rabbit pAb
비고/별칭	EHZF; Evi3; ZNF521
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	25925
GeneID	25925
면역원(Immunogen)	인간 ZNF521 (NP_056276.1)의 아미노산 210-420에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q96K83
단백질 분자량(Protein Weight)	148kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)