

Ihc-P, Elisa용 Anti-Znf562 Rabbit Polyclonal Antibody - Q6V9R5

품목 번호: CM0015605

소개

전사 조절에 관여하는 아연 손가락 단백질인 ZNF562를 표적하는 토끼 폴리클론 항체입니다. IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 유전자 발현 및 핵 국소화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF562 Rabbit pAb
비고/별칭	ZNF562
종	인간
GeneID (Human)	54811
GeneID	54811
면역원	인간 ZNF562 (NP_001123503.1)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q6V9R5
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백