

Wb 및 Elisa용 Anti-Znf563 폴리클로널 항체 - Q8Ta94

품목 번호: CM0019279

소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 ZNF563 토끼 폴리클로널 항체입니다. 사람, 쥐, 및 랫트 종에서 검증되었습니다. 타겟: 아연 결합 단백질 563(Zinc finger protein 563), 예측 전사 인자입니다. 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF563 Rabbit pAb
비고/별칭	ZNF563
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	147837
유전자 ID	147837
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 - 사람 ZNF563 (NP_660319.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q8TA94
단백질 분자량	55kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)