

Wb 및 Elisa용 Anti-Znf566 토끼 다클론 항체 - Q969W8

품목 번호: CM0020027

소개

인간 ZNF566에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 전사 조절 연구를 위해 설계되었으며, 49 kDa 핵 아연 핑거 단백질을 검출합니다. 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF566 토끼 pAb
비고/별칭	ZNF566; 아연 핑거 단백질 566; 66
종	인간
GeneID	84924
면역원	인간 ZNF566(NP_001138816.1)의 아미노산 50-154번 서열에 해당하는 재조합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q969W8
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스팩