

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Znf574 Rabbit Polyclonal Antibody - Q6Zn55

품목 번호: CM0014495

소개

리보솜 조립 감시에 관여하는 아연 손가락 단백질인 ZNF574에 대한 토끼 폴리클론항체입니다. 인간, 마우스, 랫드에서 IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF574 Rabbit pAb
비고/별칭	FP972; ZNF574
종	인간
GeneID (인간)	64763
GeneID	64763
면역원	인간 ZNF574 (NP_073589.4)의 아미노산 170-310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q6ZN55
단백질 분자량	99kDa
배송	아이스팩