

Wb, Elisa용 항-Znf582 토끼 다클론 항체 - Q96Ng8

품목 번호: CM0015036

소개

WB 및 ELISA에 사용 가능하며 마우스 교차반응성을 가진 항-ZNF582 토끼 다클론 항체입니다. 전사 조절에 관여할 가능성이 있는 약 60kDa 핵 아연 핑거 단백질을 표적으로 하며 유전자 발현 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZNF582 토끼 pAb
비고/별칭	ZNF582
종	인간
유전자ID (인간)	147948
유전자ID	147948
면역원	인간 ZNF582 (NP_653291.1)의 아미노산 40-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q96NG8
단백질 분자량	60kDa
배송 방법	아이스팩