

Wb, Elisa용 항-Znf587 토끼 다클론 항체 - Q96Sq5

품목 번호: CM0023444

소개

징크 핑거 전사 조절자인 인간 ZNF587에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응합니다. 유전자 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명     | ZNF587 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭   | ZF6; ZNF587                                                    |
| 종       | 인간                                                             |
| 유전자 ID  | 84914                                                          |
| 면역원     | 인간 ZNF587(NP_116217.1)의 아미노산 120-240에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질 |
| 공급원     | 토끼                                                             |
| 카테고리    | 다클론 항체                                                         |
| 적용 분야   | WB, ELISA                                                      |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스, 래트                                                    |
| SWISS   | Q96SQ5                                                         |
| 단백질 분자량 | 66kDa                                                          |
| 배송 방식   | 아이스백                                                           |