

Wb 및 Elisa용 Anti-Znf598 토끼 다클로날 항체 - Q86Uk7

품목 번호: CM0018977

소개

리보솜 품질 관리(RQC) 경로의 E3 유비퀴틴 리가제인 ZNF598을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 사람(Human) 샘플을 사용하여 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA로 검증되었습니다. 번역 조절 및 바이러스 감염 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF598 Rabbit pAb
비고/별칭	HEL2; ZNF598
종(Species)	사람 (Human)
Gene ID (Human)	90850
Gene ID	90850
면역원(Immunogen)	사람 ZNF598 (NP_835461.2)의 아미노산 120-420에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human)
SWISS	Q86UK7
단백질 분자량	99kDa
배송(Shipping)	아이스팩