

Wb용 Anti-Znf645 다클론 항체 - Q8N7E2

품목 번호: CM0019273

소개

사람 ZNF645(E3 유비퀴틴-단백질 리가아제 CBLL2)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 생쥐 및 랫드 단백질을 검출합니다. 유비퀴틴 리가아제 및 고환 생물학 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF645 Rabbit pAb
비고/별칭	CT138, HAKAIL, ZNF645
종	사람
GeneID (사람)	158506
면역원	사람 ZNF645(NP_689790.1)의 346~425번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐, 랫드
SWISS	Q8N7E2
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스팩