

Wb, Elisa용 Anti-Znf652 다클론 항체 - Q9Y2D9

품목 번호: CM0022935

소개

인간 ZNF652에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 약 70 kDa 단백질을 인식합니다. 전사 억제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명         | ZNF652 토끼 pAb                                                |
| 비고/별칭       | ZNF652                                                       |
| 종           | 인간                                                           |
| 유전자 ID (인간) | 22834                                                        |
| 유전자 ID      | 22834                                                        |
| 면역원         | 인간 ZNF652의 아미노산 1-74에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_055712.1) |
| 공급원         | 토끼                                                           |
| 분류          | 다클론 항체                                                       |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                    |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫드                                                  |
| SWISS       | Q9Y2D9                                                       |
| 단백질 분자량     | 70kDa                                                        |
| 배송          | 아이스백                                                         |