

Wb 및 Elisa용 Anti-Znf652 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Y2D9

품목 번호: CM0023648

소개

CamelBio는 사람, 마우스 및 쥐 샘플에 걸쳐 전사 억제자인 ZNF652를 표적으로 하는, WB 및 ELISA에서 검증된 이 토끼 항-ZNF652 폴리클론항체를 공급합니다. 유전자 조절 및 염색질 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF652 Rabbit pAb
종	사람
유전자 ID (사람)	22834
유전자 ID	22834
면역원	재조합 단백질 사람 ZNF652 (NP_055712.1)의 아미노산 1-74에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	Q9Y2D9
단백질 무게	70kDa
배송	아이스백