

Anti-Znf677 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q86Xu0

품목 번호: CM0021594

소개

사람 ZNF677에 대한 토끼 다클로널 항체로, 웨스턴 블로트 및 ELISA에 적합합니다. 쥐와 교차 반응합니다. 핵 단백질 검출 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	ZNF677 Rabbit pAb
비고/별칭	ZNF677
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	342926
GeneID	342926
항원	사람 ZNF677 (NP_872415.1)의 아미노산 50-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	쥐 (Rat)
SWISS	Q86XU0
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)