

Anti-Znf677 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q86Xu0

품목 번호: CM0024315

소개

인간 ZNF677 (68 kDa)를 표적으로 하는 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 적용을 위한 토끼 폴리클로날 항체. 생쥐 및 쥐와 교차 반응함. 전사 조절 및 DNA 결합 핵 단백질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF677 Rabbit pAb
비고/별칭	ZNF677
종	인간
GeneID (Human)	342926
면역원	인간 ZNF677 (NP_872415.1)의 아미노산 50-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q86XU0
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백