

## Anti-Znf683 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Iz20

품목 번호: CM0027090

### 소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인간 ZNF683 (Hobit)에 대한 토끼 폴리클론 항체. 예측 분자량 57 kDa. 조직 거주 림프구 생물학 및 면역 세포 보유 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | ZNF683 Rabbit pAb                                                            |
| 비고/별칭       | Hobit, ZNF683                                                                |
| 종           | 인간                                                                           |
| 유전자 ID (인간) | 257101                                                                       |
| 면역원         | 재조합 단백질; 인간 ZNF683 (NP_001294854.1)의 아미노산 420-524에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 원천          | 토끼                                                                           |
| 범주          | 폴리클론 항체                                                                      |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                                    |
| 교차 반응성      | 인간                                                                           |
| SWISS       | Q8IZ20                                                                       |
| 단백질 분자량     | 57kDa                                                                        |
| 배송          | 아이스백                                                                         |