

Wb, Elisa용 Anti-Znf688 폴리클로날 항체 - P0C7X2

품목 번호: CM0016151

소개

ZNF688(전사 조절에 관여할 수 있는 아연 결합 단백질)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드 샘플에서 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 유전자 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF688 Rabbit pAb
비고/별칭	ZNF688
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	146542
GeneID	146542
면역원(Immunogen)	사람 ZNF688 (NP_660314.1)의 아미노산 80-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P0C7X2
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백