

Wb, Elisa용 Anti-Znf70 토끼 다클론 항체 - Q9Uc06

품목 번호: CM0016268

소개

사람 ZNF70을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람, 마우스 및 랫드 샘플에서 ZNF70을 검출합니다. 전사 조절 및 핵에 국소화된 아연 핑거 단백질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF70 토끼 pAb
비고/별칭	Cos17, ZNF70
종	사람
GeneID (사람)	7621
GeneID	7621
면역원	사람 ZNF70(NP_068735.1)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q9UC06
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스팩