

Wb, Elisa용 항-Znf711 토끼 다클론 항체 - Q9Y462

품목 번호: CM0020804



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 ZNF711 토끼 다클론 항체입니다. 뇌 발달에 필수적인 전사 조절 인자인 인간 ZNF711(ZNF6, CMPX1)을 표적으로 합니다. 신경과학 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	ZNF711 토끼 pAb
비고/별칭	ZNF4; ZNF5; ZNF6; CMPX1; MRX65; MRX97; XLID97; Zfp711; dj75N13.1; ZNF711
종	인간
GeneID (인간)	7552
GeneID	7552
면역원	인간 ZNF711 (NP_001317503.1)의 아미노산 200-300 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y462
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스 팩